


Anti-Bcdin3D ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q7Z5W3

商品番号: CM0021759



前書き

BCDIN3D (RNA 5'-

一リン酸メチルトランスフェラーゼ) を標的とする高品質なウサギポリクローナル抗体で、WBおよびELISAでの性能が検証済みです。ヒトおよびマウスと交差反応します。tRNAメチル化やmiRNAプロセシングの研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	BCDIN3D ウサギpAb
別名	BCDIN3D
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	144233
GeneID	144233
免疫原	ヒトBCDIN3D (NP_859059.1) のアミノ酸1-292番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
産生源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q7Z5W3
タンパク質分子量	33kDa
輸送方法	保冷剤