


抗Bckdhaウサギポリクローナル抗体（Wb、If/Icc、Elisa用途）- P12694

商品番号: CM0030627



前書き

ヒトBCKDHA（MSU1、BCKDE1A）に対するウサギポリクローナル抗体で、WB、IF/ICC、ELISAでの使用が検証済みです。ヒト、マウス、ラットを検出します。標的はミトコンドリア分岐鎖ケト酸脱水素酵素E1 α サブユニット、分子量約50kDaです。代謝およびメープルシロップ尿症研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	BCKDHA ウサギpAb
備考／別名	MSU; MSUD1; OVD1A; BCKDE1A; BCKDHA
生物種	ヒト
GeneID（ヒト）	593
GeneID	593
免疫原	ヒトBCKDHA（NP_000700.1）のアミノ酸276～445番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P12694
タンパク質分子量	50kDa
発送方法	氷袋