


Wb、If/Icc、Elisa用 Anti-Bckdha ウサギポリクローナル抗体 - P12694

商品番号: CM0018885



前書き

ヒトBCKDHAに対するウサギポリクローナル抗体。
ウェスタンブロット、IF/ICC、ELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応します。分岐鎖アミノ酸代謝およびミトコンドリア機能の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	BCKDHA Rabbit pAb
備考/別名	MSU; MSUD1; OVD1A; BCKDE1A; BCKDHA
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	593
遺伝子ID	593
免疫原	ヒトBCKDHA (NP_000700.1) のアミノ酸276-445に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
供給源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P12694
タンパク質分子量	50kDa
配送	氷袋