


Wb、Ihc-P、Elisa用抗Bckdhb（E1B）ウサギモノクローナル抗体 - P21953

商品番号: CM0006536



前書き

ヒトBCKDHB（E1B、BCKDH E1- β ）に対するウサギモノクローナル抗体。WB、IHC-P、ELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応します。ミトコンドリア代謝およびメープルシロップ尿症研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	BCKDHBウサギmAb
備考／別名	E1B；BCKDE1B；BCKDH E1- β ；BCKDHB
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	594
遺伝子ID	594
免疫原	ヒトBCKDHB（NP_898871.1）のアミノ酸51～392に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P21953
タンパク質分子量	43 kDa
配送	保冷バッグ