


Wb用抗Bckdhhbモノクローナル抗体 - P21953

商品番号: CM0006507



前書き

BCKDHB (BCKDE1B) に対するウサギモノクローナル抗体で、WBおよびELISAでの検証が完了しています。ヒト、マウス、ラットと反応します。分岐鎖アミノ酸代謝およびメープルシロップ尿症の研究に使用されます。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	BCKDHB ウサギmAb
備考/別名	E1B; BCKDE1B; BCKDH E1-beta; BCKDHB
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	594
GeneID	594
免疫原	ヒトBCKDHB (NP_898871.1) のアミノ酸51〜392番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P21953
タンパク質分子量	43kDa
発送方法	氷袋