


Wb、Elisa用 抗Bckdhb ウサギ ポリクローナル抗体 - P21953

商品番号: CM0012878



前書き

ヒトBCKDHBに対するウサギポリクローナル抗体。
WBおよびELISAで検証済み。マウスおよびラットとの交差反応性あり。分岐鎖アミノ酸代謝に関与するミトコンドリア2-
オキソイソ吉草酸デヒドロゲナーゼサブユニットβを標的とします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	BCKDHB ウサギ pAb
備考/別名	E1B; BCKDE1B; BCKDH E1-β; BCKDHB
種	ヒト
GeneID (ヒト)	594
GeneID	594
免疫原	ヒトBCKDHB (NP_898871.1) のアミノ酸183-392に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	マウス, ラット
SWISS	P21953
タンパク質分子量	43kDa
配送	保冷バッグ