

Wb、Elisa用抗Bckdkモノクローナル抗体 - O14874

商品番号: CM0003687



前書き

ヒトBCKDKを標的とするウサギモノクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応します。分岐鎖 α -ケト酸脱水素酵素キナーゼ（BCAAおよび脂質代謝の重要な調節因子）を認識します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	BCKDK Rabbit mAb
備考/別名	BDK; BCKDKD; BCKDK
種	ヒト
GeneID (ヒト)	10295
GeneID	10295
免疫原	合成ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O14874
タンパク質分子量	46kDa
配送	アイスバッグ