

Wb、If/Icc、Elisa用 抗Bckdk ポリクローナル抗体 - O14874

商品番号: CM0025693



前書き

BCKDK（分鎖 α -

ケト酸脱水素酵素キナーゼ）を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAに適しています。ヒトおよびラットと交差反応性があります。BCAA代謝、糖質および脂質調節に関する研究に理想的です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	BCKDK Rabbit pAb
備考/別名	BDK; BCKDKD; BCKDK
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	10295
免疫原	ヒトBCKDK (NP_005872.2) のアミノ酸153-412に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、ラット
SWISS	O14874
タンパク質分子量	46kDa
発送	保冷バッグ