

Wb用抗Bcl-2モノクローナル抗体 - P10415 / P49950

商品番号: CM0011669



前書き

ウエスタンブロット（WB）、IHC-P、ELISAで検証済みの抗Bcl-2ウサギモノクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのBcl-2を認識します。アポトーシス、オートファジー、がん研究に適しています。安定した性能を実現する組換え抗体です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KD Validated] Bcl-2 Rabbit PolymAb®
備考／別名	Bcl-2; PPP1R50
種	ヒト／ラット
GeneID（ヒト）	596
GeneID	596/24224
免疫原	ヒト／ラットBcl2の合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P10415/P49950
タンパク質分子量	26kDa
配送	保冷バッグ