

## Wb、Ip、Elisa対応 抗Bcl-2ポリクローナル抗体 - P49950

商品番号: CM0022318

### 前書き

Bcl-2ウサギpAbは、WB、IP、ELISAでの使用が検証済みで、マウスと交差反応性を示します。アポトーシスの主要制御因子であるラットBcl-2（26 kDa）のN末端領域を標的としており、アポトーシスおよび癌研究に最適です。

### [詳細を学ぶ](#)

| パラメータ      | 値                                                          |
|------------|------------------------------------------------------------|
| 製品名        | Bcl-2 ウサギ pAb                                              |
| 備考/別名      | Bcl-2,                                                     |
| 由来種        | ラット                                                        |
| 遺伝子ID (ヒト) | 596                                                        |
| 遺伝子ID      | 24224                                                      |
| 免疫原        | 組換えタンパク質   ラットBcl2(NP_058689.2)のアミノ酸1-100番目の配列に対応する合成ペプチド。 |
| 起源         | ウサギ                                                        |
| カテゴリー      | ポリクローナル抗体                                                  |
| 用途         | WB, IP, ELISA                                              |
| 交差反応性      | マウス                                                        |
| SWISS      | P49950                                                     |
| タンパク質分子量   | 26kDa                                                      |
| 発送方法       | 保冷剤                                                        |