

Wb用Anti-Bcl-2ポリクローナル抗体 - P10415

商品番号: CM0017298



前書き

ヒトBcl-

2に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、IHC-

P、ELISAに適しています。マウスおよびラットと交差反応します。アポトーシスおよびがん研究のために設計されています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Bcl-2 Rabbit pAb
備考/別名	Bcl-2; PPP1R50
種	ヒト
GeneID (ヒト)	596
GeneID	596
免疫原	ヒトBcl-2 (NP_000624.2) のアミノ酸1-239に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト, マウス, ラット
SWISS	P10415
タンパク質分子量	26kDa
配送	氷袋