

Wb、Ihc-P、If/Icc、Ip、Elisa用抗Bcl-2（Ppp1R50）ポリクローナル抗体 - P10415

商品番号: CM0015400



前書き

ヒトBcl-

2（PPP1R50）に対するウサギポリクローナル抗体で、WB、IHC-

P、IF/ICC、IP、ELISAでの使用が検証済みです。アポトーシスを抑制し、アポトーシスおよび癌研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Bcl-2 ウサギpAb
別名	Bcl-2; PPP1R50
対象種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	596
免疫原	ヒトBcl-2（NP_000624.2）のアミノ酸1-100内の配列に相当する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P10415
タンパク質分子量	26kDa
発送方法	氷袋