

Wb、Ihc-P、Elisa用 抗Bcl-2ラビットモノクローナル抗体 - P49950

商品番号: CM0010753

前書き

アポトーシスおよびがん研究に最適です。この抗Bcl-2ラビットモノクローナル抗体は、WB、IHC-P、ELISAで検証されており、マウスおよびラットとの交差反応性が確認されています。 - P49950

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	Bcl-2 Rabbit mAb
備考/別名	Bcl-2
種	Rat
GeneID (ヒト)	596
GeneID	24224
免疫原	ラットBcl2 (NP_058689.2) のアミノ酸1-100以内の配列に対応する合成ペプチド
ソース	Rabbit
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	Mouse, Rat
SWISS	P49950
タンパク質分子量	26 kDa
配送	氷袋