

Anti-Bcl-2 Rabbit Monoclonal Antibody [Kd Validated] For Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - P10415

商品番号: CM0003806



前書き

WB、IHC-P、IP、ELISA用に検証された高品質なAnti-Bcl-2ウサギモノクローナル抗体[KD Validated]。ヒトBcl-2アポトーシスレギュレーター（P10415）を標的とします。がん研究、アポトーシス、およびオートファジーの研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KD Validated] Bcl-2 Rabbit mAb
備考/別名	Bcl-2; PPP1R50
種	ヒト
GeneID (ヒト)	596
GeneID	596
免疫原	ヒトBcl-2 (P10415)のアミノ酸1-100内の配列に対応する合成ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, IP, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P10415
タンパク質分子量	26kDa
配送	アイスバッグ