


Wb、Elisa用抗Bcl-Wポリクローナル抗体 - Q92843

商品番号: CM0018341



前書き

ヒトBcl-

W（BCL2L2）を標的とするウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応します。アポトーシスおよび細胞生存の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Bcl-W Rabbit pAb
備考/別名	BCLW; BCL-W; PPP1R51; BCL2-L-2; Bcl-W
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	599
遺伝子ID	599
免疫原	合成ペプチド；ヒトBcl-W (NP_004041.2) のアミノ酸1-193以内の配列に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	マウス, ラット
SWISS	Q92843
タンパク質分子量	21kDa
配送	氷袋