

Wb、Ihc-P、Elisa用抗Bcl-Xlウサギモノクローナル抗体 - Q07817

商品番号: CM0006436



前書き

Bcl-

XLに対するウサギモノクローナル抗体。WB、IHC-P、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットを認識。アポトーシスおよびミトコンドリア研究に使用可能。製品の詳細、生物学的背景、および調達サポートに関する情報。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	Bcl-XL Rabbit mAb
備考/別名	BCLX; BCL2L; Bcl-X; PPP1R52; BCL-XL/S; Bcl-XL
種	ヒト
GeneID (ヒト)	598
GeneID	598
免疫原	ヒト Bcl-XL (NP_612815.1) のアミノ酸1-80に相当する配列を含む組組み換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q07817
タンパク質分子量	26kDa
配送	アイスバッグ