


Wb、If/Icc、Ihc-P、Elisa用抗Bcl-Xlウサギポリクローナル抗体 - Q07817

商品番号: CM0013433



前書き

Bcl-XL (aa 1-80) に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、IHC-P、ELISAでバリデーション済み。ヒト、マウス、ラットに反応します。アポトーシスおよびミトコンドリア研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Bcl-XLウサギpAb
備考／別名	BCLX; BCL2L; Bcl-X; PPP1R52; BCL-XL/S; Bcl-XL
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	598
遺伝子ID	598
免疫原	ヒトBcl-XL (NP_001304848.1) のアミノ酸1-80に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB、IF/ICC、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q07817
タンパク質分子量	26 kDa
輸送	アイスパック