


Wb、Elisa用 Anti-Bcl-Xl Rabbit Polyclonal Antibody (Kd Validated) - Q07817

商品番号: CM0022801



前書き

ウエスタンブロットおよびELISAにおいてKD値が検証された、Bcl-XLに対するウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのBcl-XLと反応します。アポトーシス、がん、および神経科学研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KD Validated] Bcl-XL Rabbit pAb
備考/別名	BCLX; BCL2L; Bcl-X; PPP1R52; BCL-XL/S; [KD Validated] Bcl-XL
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	598
遺伝子ID	598
免疫原	ヒト Bcl-XL (NP_001304848.1) のアミノ酸1-120に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q07817
タンパク質分子量	26kDa
配送	氷袋