


Wb、Elisa用抗Bcl10（Koバリデーション済み）ウサギポリクローナル抗体 - O95999

商品番号: CM0014433



前書き

ヒトBcl10に対するKOバリデーション済みウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISA用。ヒト、マウス、ラットのBcl10を検出します。NF- κ B経路および免疫シグナル研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KOバリデーション済み] Bcl10ウサギpAb
備考／別名	CLAP; mE10; CIPER; IMD37; c-E10; CARMEN; I0
種	ヒト
GeneID（ヒト）	8915
GeneID	8915
免疫原	組換えタンパク質 ヒトBcl10のアミノ酸1〜233に相当する配列を含む組換え融合タンパク質（NP_003912.1）。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O95999
タンパク質分子量	26 kDa
輸送	保冷バッグ