


Wb、Elisa用抗Bcl10モノクローナル抗体 - O95999

商品番号: CM0005924



前書き

ウェスタンブロットおよびELISAで検証済みの高品質な抗Bcl10ウサギモノクローナル抗体。ヒトBcl10（O95999）に特異的で、重要な免疫シグナルアダプターです。NF- κ BおよびCBM複合体の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Bcl10 Rabbit mAb
備考/別名	CLAP; mE10; CIPER; IMD37; c-E10; CARMEN; Bcl10
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	8915
遺伝子ID	8915
免疫原	組換えタンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリ	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	O95999
タンパク質分子量	26kDa
配送	氷袋