


ウェスタンブロット、If/Icc、Elisa用 抗Bcl2A1ウサギポリクローナル抗体 - Q16548

商品番号: CM0017410



前書き

BCL2A1ウサギポリクローナル抗体、ヒト特異的、WB、IF/ICC、ELISAで検証済み。細胞生存と感染応答に関与する造血系抗アポトーシスタンパク質Bfl-1 (BCL2A1) を標的とします。アポトーシスおよびがん研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	BCL2A1ウサギpAb
備考/別名	GRS, ACC1, ACC2, BFL1, ACC-1, ACC-2, HBPA1, BCL2L5, BCL2A1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	597
GeneID	597
免疫原	ヒトBCL2A1 (NP_004040.1) のアミノ酸70-150に対応する合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q16548
タンパク質分子量	20kDa
発送	保冷バッグ