

Wb、Ihc-P、Ip、Elisa用 抗Bcl2L12モノクローナル抗体 - Q9Hb09

商品番号: CM0003244

前書き

WB、IHC-P、IP、ELISAで検証済みのBCL2L12ラビットmAb（ヒト、37kDa、Q9HB09）。アポトーシス研究および診断薬開発に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	BCL2L12ラビットmAb
種	ヒト
GeneID (ヒト)	83596
GeneID	83596
免疫原	組換えタンパク質
ソース	ラビット
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB、IHC-P、IP、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q9HB09
タンパク質分子量	37kDa
配送	氷袋