

Wb、Ihc-P、Elisa用抗Bcl2L14/Bclgウサギモノクローナル抗体 - Q9Bzr8

商品番号: CM0003616

前書き

ヒトBCL2L14/BCLGに対するウサギモノクローナル抗体、WB、IHC-

P、ELISAで検証済み。マウスおよびラットにも交差反応性あり。アポトーシス研究および診断アッセイ開発に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	BCL2L14/BCLG ウサギmAb
備考/別名	BCLG; BCL2L14/BCLG
種	ヒト
GeneID (ヒト)	79370
GeneID	79370
免疫原	ヒトBCL2L14/BCLG (Q9BZR8) のアミノ酸1-250に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
供給源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9BZR8
タンパク質分子量	37kDa
配送	アイスバッグ