

Anti-Bcl2L14/Bclg ウサギポリクローナル抗体 Wb, If, Elisa用 - Q9Bzr8

商品番号: CM0028050

前書き

ヒトBCL2L14/BCLG（アポトーシス促進因子Bcl-2様14）に対するウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットにおいてWB、IF/ICC、ELISAでの使用が検証済みです。アポトーシス研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	BCL2L14/BCLG ウサギpAb
略号/別名	BCLG; BCL2L14/BCLG
対象種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	79370
遺伝子ID	79370
免疫原	ヒトBCL2L14/BCLG（NP_620049.1）のアミノ酸1～327に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9BZR8
タンパク質分子量	37kDa
輸送方法	氷包