


Anti-Bcl2L15 Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, Elisa - Q5Tbc7

商品番号: CM0006703



前書き

ヒト BCL2L15 (Bfk, Clorf178)

を標的とする組換えウサギモノクローナル抗体。WB およびELISAで検証済み。アポトーシス、選択的スプライシング、およびプロテオミクス研究アプリケーションに有用です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	BCL2L15 Rabbit mAb
備考/別名	Bfk; Clorf178; BCL2L15
種	ヒト
GeneID (ヒト)	440603
GeneID	440603
免疫原	ヒトBCL2L15 (NP_001010922.1) のアミノ酸1-163に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q5TBC7
タンパク質分子量	18kDa
配送	アイスパック