

Wb、If/Icc、Elisa用 抗Bcl3ポリクローナル抗体 - P20749

商品番号: CM0014684



前書き

ヒトBCL3に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットのBCL3と反応します。NF- κ B制御および発癌シグナル伝達の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	BCL3 Rabbit pAb
備考/別名	BCL4; D19S37; BCL3
種	ヒト
GeneID (ヒト)	602
GeneID	602
免疫原	ヒトBCL3 (NP_005169.2) のアミノ酸300-400領域内の配列に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P20749
タンパク質分子量	48kDa
配送	氷袋