

細胞内フローサイトメトリー用Anti-Bcl6モノクローナル抗体 () - P41182

商品番号: CM0012275



前書き

細胞内フローサイトメトリー用に直接標識されたRabbit anti-human BCL6モノクローナル抗体。FC (intra) で検証済み。胚中心生物学およびリンパ腫の研究において重要な転写抑制因子を標的とします。ヒトとの交差反応性があります。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Rabbit anti-Human BCL6 mAb
備考/別名	BCL6; BCL5; BCL6A; LAZ3; ZBTB27; ZNF51; B-cell CLL/lymphoma 6
種	ヒト
GeneID	604
免疫原	ヒトBCL6 (NP_001124317.1) のアミノ酸235-350に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC (intra)
交差反応性	ヒト
SWISS	P41182
タンパク質分子量	72kDa/78kDa
配送	保冷バッグ