

フローサイトメトリーおよびElisa用抗Bcl6ラビットモノクローナル抗体 - P41182

商品番号: CM0006651



前書き

細胞内フローサイトメトリーおよびELISAでバリデーションされた組換え抗ヒトBCL6ラビットモノクローナル抗体。B細胞リンパ腫6タンパク質の機能と局在の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	BCL6 Rabbit mAb
備考/別名	BCL5; LAZ3; BCL6A; ZNF51; ZBTB27; BCL6
種	ヒト
GeneID (ヒト)	604
GeneID	604
免疫原	ヒトBCL6 (NP_001124317.1) のアミノ酸235-350に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ラビット
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC (細胞内), ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P41182
タンパク質分子量	79kDa
配送	アイスバッグ