


WbおよびElisa用 Anti-Bcl9 ウサギポリクローナル抗体 - O00512

商品番号: CM0022392



前書き

Wnt経路の原癌遺伝子であるヒトBcl9に対するウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロット（WB）およびELISAで検証済みで、マウスとの交差反応性あり。免疫原：N末端組換えタンパク質。癌研究および発生生物学研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Bcl9 ウサギ pAb
備考/別名	LGS; Bcl9
種	ヒト
GeneID (ヒト)	607
GeneID	607
免疫原	組換えタンパク質 ヒトBcl9のアミノ酸1-100に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。(NP_004317.2)。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	マウス
SWISS	O00512
タンパク質分子量	149kDa
発送	保冷バッグ