

Wb、Ihc-P、Elisa用 Anti-Bcl9 ウサギポリクローナル抗体 - Q9D219

商品番号: CM0028989

前書き

WB、IHC-P、ELISAに適したAnti-Bcl9ウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのBcl9（分子量約149kDaのWサインナル伝達経路の核内共役活性化因子）を認識します。がんおよび発生生物学の研究をサポートします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Bcl9 Rabbit pAb
備考/別名	Gm130; 2610202E01Rik; 8030475K17Rik; A330041G23Rik; Bcl9
種	マウス
GeneID (ヒト)	607
GeneID	77578
免疫原	マウスBcl9 (NP_084209.3) のアミノ酸1278-1377領域内の配列に対応する合成ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9D219
タンパク質分子量	149kDa
配送	氷袋