

Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用 抗Bcl9 ウサギポリクローナル抗体 - Q9D219

商品番号: CM0023964

前書き

マウスB-cell CLL/lymphoma 9 (Bcl9)
タンパク質に対するウサギポリクローナル抗体。WB
、IHC-
P、IF/ICC、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラッ
トに交差反応性あり。Wntシグナル伝達研究に適して
います。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	説明
製品名	Bcl9 ウサギ pAb
備考/別名	Gm130; 2610202E01Rik; 8030475K17Rik; A330041G23Rik; Bcl9
種	マウス
遺伝子ID (ヒト)	607
遺伝子ID	77578
免疫原	マウスBcl9 (Q9D219) のアミノ酸1-500に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9D219
タンパク質分子量	149kDa
配送	保冷バッグ