


WbおよびElisa用 Anti-Bclaf1 ポリクローナル抗体 - Q9Nyf8

商品番号: CM0024202



前書き

BCLAF1 (BTF) に対する高品質なウサギポリクローナル抗体です。ウェスタンブロット (WB) およびELISAに適しています。ヒト、マウス、ラットのBCLAF1と交差反応性があります。アポトーシスおよび転写調節研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	BCLAF1 ウサギ pAb
備考/別名	BTF, bK211L9.1, BCLAF1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	9774
遺伝子ID	9774
免疫原	合成ペプチド ヒトBCLAF1 (NP_001070909.1) のアミノ酸330-552に相当する配列の合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9NYF8
タンパク質分子量	106kDa
輸送	保冷バッグ