


Wb、Ihc-P、Elisa用抗Bcrポリクローナル抗体 - P11274

商品番号: CM0015114



前書き

高品質なウサギ由来抗BCRポリクローナル抗体で、W B、IHC-P、ELISAでの使用が検証済みです。ヒト、マウス、ラットのBCRを検出し、低分子GTPaseシグナル伝達やシナプス生物学の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	BCR ウサギ pAb
備考／別名	ALL; CML; PHL; BCR1; D22S11; D22S662; BCR
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	613
遺伝子ID	613
免疫原	組換えタンパク質
産生	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P11274
タンパク質分子量	143kDa
配送	保冷剤