

ウエスタンブロット、If/Icc、Elisa用 抗Bdkrb2 ウサギポリクローナル抗体 - P30411

商品番号: CM0029619



前書き

ヒトBDKRB2（B2ブラジキニン受容体）に対するウサギポリクローナル抗体。ウエスタンブロット、IF/ICC、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットを認識。GPCRシグナル伝達研究および診断薬開発に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	BDKRB2 ウサギ pAb
備考/別名	B2R; BK2; BK-2; BKR2; BRB2; BDKRB2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	624
GeneID	624
免疫原	ヒトBDKRB2（NP_000614.1）のアミノ酸302-391に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P30411
タンパク質分子量	44kDa
発送	保冷バッグ