


If-P、Elisa用抗Bdnfモノクローナル抗体 - P23560

商品番号: CM0005654



前書き

ヒトBDNFに対するウサギモノクローナル抗体で、IF-PおよびELISAでの性能が検証済みです。マウスおよびラットBDNFを検出し、神経栄養シグナル伝達、シナプス可塑性、神経細胞生存に関する神経科学研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	BDNF ウサギmAb
備考/別名	ANON2; BULN2; BDNF
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	627
遺伝子ID	627
免疫原	合成ペプチド - ヒトBDNF (P23560) のアミノ酸100~200番目の配列に対応する合成ペプチド。
起源	ウサギ
カテゴリ	モノクローナル抗体
適用用途	IF-P、ELISA
交差反応性	マウス、ラット
SWISS	P23560
タンパク質分子量	28kDa
輸送方法	氷袋