


Wb、Elisa用 抗Bdnfモノクローナル抗体（マウス） - P23560

商品番号: CM0003884



前書き

ヒトBDNF (P23560)

を標的とする高品質マウスモノクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAで検証済み。マウスおよびラットのBDNFを検出します。神経生物学およびシナプス可塑性の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	BDNF マウス mAb
備考/別名	ANON2; BULN2; BDNF
種	ヒト
GeneID (ヒト)	627
GeneID	627
免疫原	ヒトBDNF (P23560) のアミノ酸20-247に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
供給源	マウス
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	マウス, ラット
SWISS	P23560
タンパク質分子量	28kDa
配送	氷袋