


抗Bdnfウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - P23560

商品番号: CM0022466



前書き

ヒトBDNF（脳由来神経栄養因子）を標的とするウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAに適しています。マウスおよびラットと交差反応します。神経科学およびニューロトロフィン研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	BDNF Rabbit pAb
備考/別名	ANON2; BULN2; BDNF
種	ヒト
GeneID (ヒト)	627
GeneID	627
免疫原	ヒトBDNF (NP_733928.1) のアミノ酸20-247に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
供給源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P23560
タンパク質分子量	28kDa
配送	氷袋