

Wb、Elisa用抗Beclin 1ポリクローナル抗体 - Q14457

商品番号: CM0021615



前書き

ウエスタンブロット(WB)およびELISAで検証済みのウサギ由来抗Beclin

1ポリクローナル抗体です。ヒト、マウス、ラットのサンプル中で約52kDaのバンドを検出します。オートファジーおよび細胞死研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	抗Beclin 1 ウサギpAb
備考／別名	ATG6; VPS30; beclin1; Beclin 1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	8678
遺伝子ID	8678
免疫原	ヒトBeclin 1 (NP_003757.1) のアミノ酸25～280番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q14457
タンパク質分子量	52kDa
発送	氷袋