

Wb、Ip、Ihc-P、Elisa用 Anti-Beclin 1 ポリクローナル抗体 - Q14457

商品番号: CM0029284



前書き

組換え免疫原を用いて作製された、ヒト Beclin 1 (ATG6/VPS30)

対応の高品質ウサギポリクローナル抗体。WB、IP、IHC-P、ELISA

で検証済み。マウスおよびラットと交差反応します。オートファジーおよびアポトーシス研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Beclin 1 Rabbit pAb
備考/別名	ATG6; VPS30; beclin1; Beclin 1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	8678
遺伝子ID	8678
免疫原	ヒト Beclin 1 (NP_003757.1) のアミノ酸 1-280 に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
供給源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IP, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q14457
タンパク質分子量	52 kDa
配送	氷袋