


抗Beclin

1ウサギモノクローナル抗体（Koバリデーション済み） Wb・Elisa用途 - Q14457

商品番号: CM0005889



前書き

ヒト Beclin

1に対するKOバリデーション済みウサギモノクローナル抗体で、WBおよびELISAでの使用が確認されています。ヒト、マウス、ラットのBeclin 1を認識し、オートファジーおよびアポトーシス研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KO Validated] Beclin 1 Rabbit mAb
別名	ATG6; VPS30; beclin1; Beclin 1; BECN1; beclin-1; 1
対象種	ヒト
GeneID（ヒト）	8678
GeneID	8678
免疫原	ヒトBeclin 1（NP_003757.1）のアミノ酸1～280番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q14457
タンパク質分子量	52kDa
発送方法	保冷剤梱包