


Wb、Elisa用Anti-Best1ポリクローナル抗体 - O76090

商品番号: CM0013493



前書き

ヒトBEST1 (Bestrophin-1) を標的とするウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み。ヒトおよびマウスのサンプルと反応します。網膜色素上皮およびイオンチャネルの研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	BEST1 Rabbit pAb
備考/別名	ARB; BMD; BEST; RP50; VMD2; TU15B; Best1V1Delta2; BEST1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	7439
GeneID	7439
免疫原	組換えタンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	O76090
タンパク質分子量	68kDa
配送	アيسバッグ