


WbおよびElisa用 抗Bet1ウサギポリクローナル抗体 - O15155

商品番号: CM0015472



前書き

ヒトBET1 (HBET1)

ターゲットのウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み。BET1は小胞体からゴルジ体への小胞輸送に必要なSNAREタンパク質であり、小胞体およびシスゴルジ膜に局在しています。細胞内輸送の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	BET1 Rabbit pAb
備考/別名	HBET1; BET1
種	ヒト (Human)
GeneID (ヒト)	10282
GeneID	10282
免疫原	ヒトBET1 (NP_005859.1) のアミノ酸1-94に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ (Rabbit)
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト (Human)
SWISS	O15155
タンパク質分子量	13kDa
配送条件	氷袋