

Wb、Elisa用 Anti-Bet1L ウサギポリクローナル抗体 - Q9Nym9

商品番号: CM0018642

前書き

ヒトBET1L（GS15）を標的とするウサギポリクローナル抗体。ゴルジ体SNAREタンパク質。WBおよびELISAアプリケーションに適しています。BET1Lは逆行性小胞輸送とゴルジ複合体の完全性に関与しています。ゴルジ体輸送とSNARE生物学の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	BET1L ウサギ pAb
備考/別名	GS15; BET1L1; GOLIM3; HSPC197; BET1L
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	51272
遺伝子ID	51272
免疫原	組換えタンパク質 ヒトBET1L（NP_057610.2）のアミノ酸1-60に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q9NYM9
タンパク質分子量	12kDa
発送	保冷バッグ