

Wb、Ihc- P、If/Icc、Fc、Elisa用抗B2ミクログロブリン（B2M）ウサギモノクローナル 抗体 - P61769

商品番号: CM0007359



前書き

WB、IHC-
P、IF/ICC、FC、ELISAでバリデーション済みの抗β2ミクログロブリンウサギmAb。ヒトB2M（13kDa）を認識します。MHCクラスI抗原提示およびアミロイドーシス研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KDバリデーション済み] β2ミクログロブリンウサギmAb
備考／別名	B2M; IMD43; β-2-ミクログロブリン
種	ヒト
遺伝子ID	567
免疫原	ヒトβ2ミクログロブリンのアミノ酸21～119に相当する配列を含む組換え融合タンパク質（NP_004039.1）
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、IF/ICC、FC、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P61769
タンパク質分子量	13kDa
輸送	保冷剤