

Wb、Ihc-P、Elisa用抗ベータ2ミクログロブリンポリクローナル抗体 - P61769

商品番号: CM0016680



前書き

ヒトベータ2ミクログロブリンを標的とするウサギポリクローナル抗体。ウエスタンブロット、免疫組織化学（パラフィン）、ELISAでバリデーション済み。マウスおよびラットとの交差反応性を示します。MHCクラスI抗原提示および免疫機能に関する研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ベータ2ミクログロブリン ウサギpAb
備考/別名	IMD43; ベータ2ミクログロブリン
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	567
遺伝子ID	567
免疫原	組換えタンパク質 ヒトベータ2ミクログロブリン (NP_004039.1) のアミノ酸21~119に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P61769
タンパク質分子量	14kDa
輸送	保冷剤