

Anti-Beta 2 Microglobulin Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P61769

商品番号: CM0015321



前書き

ヒト beta 2

Microglobulinを標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-

P、IF/ICC、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットと交差反応します。MHC

Iおよび免疫学研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	beta 2 Microglobulin Rabbit pAb
備考/別名	IMD43; beta 2 Microglobulin
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	567
遺伝子ID	567
免疫原	組換えタンパク質 ヒト beta 2 Microglobulin (NP_004039.1) のアミノ酸21-119に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P61769
タンパク質分子量	14kDa
配送	アイスパック