

Anti-Beta-Defensin 26 (Defb26)

ウサギポリクローナル抗体（If/Icc、Elisa用） - Q32Zg6

商品番号: CM0013142

前書き

Defb26

ウサギpAbポリクローナル抗体（IF/ICC、ELISA用で
検証済み）。ヒトと交差反応します。組換えラットDe
fb26タンパク質を用いてウサギで作製されました。抗
菌性デフェンシンの研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Defb26 ウサギpAb
備考/別名	DEFB126; C20orf8; DEFB-26; DEFB26; HBD26; bA530N10.1; hBD-26; Defb26
種	ラット
遺伝子ID (ヒト)	81623
遺伝子ID	641629
免疫原	組換えタンパク質 ラットDefb26 (NP_001032595.1) のアミノ酸22-128に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q32ZG6
タンパク質分子量	14kDa
配送方法	アイスバッグ