

Anti-Beta-Galactosidase (Glb1) Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, Ihc-P, Elisa - P16278

商品番号: CM0007386



前書き

ヒト Beta-galactosidase (GLB1)を標的とする高品質なウサギモノクローナル抗体。WB、IHC-P、ELISAで検証済み。リソソームおよびエラストゲネシス（弾性線維形成）研究におけるGLB1の検出に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Beta-galactosidase (GLB1) Rabbit mノクローナル抗体
備考/別名	GLB1; EBP; ELNR1; MPS4B; beta-galactosidase
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	2720
免疫原	ヒト Beta-galactosidase (GLB1)の組換えタンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、ラット
SWISS	P16278
タンパク質分子量	60kDa/72kDa/76kDa
配送	アイスバッグ