


抗B-ガラクトシダーゼ（Glb1）ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - P16278

商品番号: CM0016241



前書き

ヒトGLB1 (β-ガラクトシダーゼ/エラスチン受容体1) に対するウサギポリクローナル抗体で、ウエスタンブロットおよびELISAでの検証が完了しています。マウスおよびラットと交差反応します。リソソーム蓄積症やエラスチン生成の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	GLB1 Rabbit pAb
備考/別名	EBP; ELNR1; MPS4B; GLB1
対象種	ヒト
遺伝子ID	2720 (ヒト)
免疫原	ヒトGLB1 (NP_000395.3) のアミノ酸1~270に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P16278
タンパク質分子量	76kDa
発送方法	保冷剤