


Anti-Beta Glucuronidase (Gusb) Rabbit Monoclonal Antibody For Wb And Elisa - P08236

商品番号: CM0002563



前書き

このウサギモノクローナル抗体は、ヒトβ-グルクロニダーゼ（GUSB）を標的とし、これはデルマタン硫酸とケラタン硫酸を分解するリソソーム酵素です。ヒトサンプルを用いたWBおよびELISAアプリケーションに最適です。免疫原はアミノ酸1-100に対応します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	beta glucuronidase (GUSB) Rabbit mAb
備考/別名	BG; MPS7; beta glucuronidase (GUSB)
種	ヒト
GeneID (ヒト)	2990
GeneID	2990
免疫原	ヒトβ-グルクロニダーゼ（GUSB）（NP_000172.2）のアミノ酸1-100内の配列に対応する合成ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P08236
タンパク質分子量	75kDa
配送	アイスバッグ